

v3.3

Vision Software Compatibility Matrix

Other Softwares

System	ViCapture	Dimension One	Dimension Two	ViPlus	Pylon	AMCap	uEye	IDS Peak	Capture / Mosaic	Camera App
Mantis PIXO	Y (v2.3) Peak v2.8+	Y (v1.20.30) Peak v2.6	Y (v1.20.40) Peak v2.6					Y		
Mantis Cam						Y				Y
Mantis CamHD	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		
Mantis CamHD (Basler 3784+)	Y (v2.3)	Y	Y	Y	Y	Y				
Lynx EVO - SmartCam5	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		
Lynx EVO - SmartCam5A	Y (v2.1)	Y	Y	Y	Y	Y				
Lynx EVO + Lite - SmartCam50	Y (v2.3)	Y (v1.20.30) Peak v2.6	Y (v1.20.40) Peak v2.6					Y		
SX - CAM034	Y	Y	Y	Y		Y			Y	Y
VE CAM		Y (VCC105)	Y (VCC105)			Y (VCC105)				Y (VCC105)
EVOCAM II		FW v2.00.5 +	FW v2.00.9 +	FW v2.00.5 and before = v1.00.00 FW v2.00.9 = v1.02.01						Y
EVOCAM ICON		FW v3.01.12	FW v3.01.12	FW v3.01.12						Y
Makrolite 4K		Y	Y	ViPlus Version 1.03.00 or higher		Y (VCC105)				Y (VCC105)
DRV-Z1		Y	Y	Y						
DRV Stereo Cam	Y	Y	Y	Y						
Features										
Image Capture	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Video Capture	Y (30~40sec)				Y	Y	Y	Y	Y	Y
Annotation	Y	Y	Y	Y			Y	Y		
On Screen Measurement		Y	Y	Y			Y	Y	Y	
Overlays	Y			Y						
Reporting		Y	Y	Y					Y	
Focus Stacking				Y					Y	
Edge Detection			Y	Y						
Shape Detection				Y						
Switching									Y	
Image Processing	Y			Y			Y	Y		
Focus assist	Y						Y	Y		
Workspace / Presets								Y		
Histogram					Y		Y	Y		
Crosshair	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y		
Camera Control			Y (EVO)	Y (EVO)						